




Ansicht B
View B/Vue B



Schnitt A-A
Cut A-A/Coupe A-A

Für Stützen- und Konsolenstellung ist der Grundriss massgebend (Ansicht B)
Auslegung, Konstruktion und Bau nach AD 2000-Regelwerk in der zur Zeit gültigen Fassung

Technische Daten Behälter

Behälter Totalinhalt:	3 l
Behälter Nutzinhalt:	2.5 l
Zulässiger Betriebsüberdruck:	25 bar
Zulässige Betriebstemperatur:	200 °C
Gewicht:	13 kg
Kühlfläche:	0.1 m ²
Kühlschlangeneinhalt:	0.25 l
Zulässiger Armaturenüberdruck:	10 bar
Zulässige Betriebstemp. Armaturen:	180 °C

Werkstoffe

Behälter:	St. rostfrei 1.4435/1.4404/1.4571
Kühlschlange:	St. rostfrei 1.4435/1.4404
Armaturen:	St. rostfrei 1.4435/1.4404/1.4571
Manometer:	Messsystem 1.4571/Gehäuse 1.4301
Dichtungen:	<input type="checkbox"/> Durlon 8500 (grün) <input type="checkbox"/> EPDM
Schauglas:	Maxos DIN 7080
Schauglasmutter:	St. rostfrei 1.4301

Oberfläche: Innen Ra 0.6 bis 0.8 geschliffen
Innen und aussen elektropoliert

Stützenanordnung

- 1 Sterilgasanschluss DN 15
- 2 -
- 3 Membranventil DN 15 (Gemü)
- 4 Membran-Manometer DN 20 NG 63, 0-10 bar
- 5 Sperrmediumvorlauf DN 12
- 6 Sperrmediumrücklauf DN 12
- 7 Kühlwasseranschlüsse G 3/8"
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 Schauglas Sterilausführung Sichtfläche DN 40mm
- 12 Befestigungskonsole
- 13 Typenschild
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 Niveauleber min.-max.
- 19 -
- 20 O-Ring ø4 x ø135
- 21 6kt-Schr M10x30 DIN 933 A2 / Sch M10 DIN 433 A2
- 22 -

PS: Alle Behälteranschlüsse mit Naue Sterilverraubungen nach ISO mit metrischem Gewinde. Tri-Clampanschlüsse auf Anfrage.

Das Urheberrecht dieser Zeichnung steht der Firma Aerni AG, CH-4302 Augst zu. Ohne ihre schriftliche Genehmigung darf diese Zeichnung weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Steril-Sperrdruckbehälter
für Gleitringdichtungen

Typ AST 3L-3
Thermosiphon-System

MB-4567.00D

Index:

Gezeichnet: 12.06.2001 DM

Geprüft: 12.06.2001

Ma letzte Rev.:

Kunde: